


smilers
EXPERT

Smilers® Expert

La solution d'**aligneurs** transparents
pensée **par des orthodontistes, pour des orthodontistes**



SMILERS® EDITOR -
VOUS ÊTES **L'EXPERT** :
SOYEZ **LIBRE**
DANS LA CONCEPTION
DE VOS TRAITEMENTS

Les essentiels du **logiciel Nemocast**, mis **gracieusement** à votre disposition.


SPÉCIFICITÉ SMILERS® EXPERT

1

Proposez un traitement + prédictible et + sûr* grâce à la segmentation radiculaire réelle : superposition de vos fichiers .DICOM (cone beam) et .STL pour anticiper les mouvements radiculaires.




*Par rapport aux traitements créés avec l'ancienne version de logiciel utilisé pour créer le plan de traitement qui ne permettait pas la segmentation de la racine et la visualisation de leur mouvement - Etude Angela Chiara D'Alessandro et al. «Integrating CBCT and Virtual Models for Root Movement with Clear Aligners» - Journal of clinical orthodontics (jco-online.com), Mars 2020.



2

Maîtrisez les taquets et modifiez leur positionnement.




Bougez, pivotez, déplacez, réduisez, agrandissez le taquet



Placez le taquet en palatin ou lingual

3

Vous êtes libre de modifier la timeline* : **maîtrisez chaque étape et la durée de vos traitements.**



* Chronologie du traitement.

4

Pour **préserver l'émail de vos patients**, les **strippings** sont limités à 0,3 mm par face.



5

Augmentez l'adhésion de vos patients au traitement en leur montrant et partageant leur vidéo avant/après en 3D : la Smilers® Story.

NOS ORTHODONTISTES À VOTRE ÉCOUTE

Gagnez du temps

Vous êtes l'architecte de votre plan de traitement. Libre à vous de **concevoir, éditer** ou **simplement de valider** les propositions de **nos orthodontistes expérimentés** et connaissant les spécificités de notre système.

Soyez accompagné, si vous le souhaitez

Nos orthodontistes se tiennent à votre **disposition** via notre hotline ou la messagerie de votre compte client.



EMPREINTES NUMÉRIQUES : VOTRE SCANNER INTRA-ORAL SERA LE NÔTRE

Notre système est **OUVERT** et accepte les fichiers de tous les scanners intra-oraux.




LA QUALITÉ DU **MADE IN FRANCE***

Des aligneurs lisses et transparents,
pour une meilleure satisfaction de vos
patients.

DES ALIGNEURS INSPIRÉS DE LA **HAUTE COUTURE**
À LA **FRANÇAISE** :

- Créés dans notre **usine** de haute technologie à Salon-de-Provence.
- Coupés suivant le **collet**.
- **Polis manuellement** dans notre atelier.



La **prévention de la contamination** est plus importante que jamais : le **nettoyage et la désinfection** des gouttières est une étape essentielle de notre production.



NOTRE SAVOIR-FAIRE : **LA QUALITÉ DE NOS ALIGNEURS**


UNE ÉPAISSEUR SUR-MESURE
Votre patient, votre choix :

0,6 mm / 0,8 mm / 1 mm

selon les mouvements à réaliser, la force de mastication, os habitudes, le confort recherché...

UNE IMPRESSION LISSE
QUI EMPÊCHE LES DÉPÔTS :

Comparaison d'un aligneur Smilers® à un aligneur concurrent après une semaine en immersion dans du café.



UNE EFFICACITÉ CONFORME AU PLAN DE TRAITEMENT

Notre **PETG** est biocompatible. Sa rigidité et nos méthodes de fabrication maximisent la surface de **contact avec la dent** tout au **long du traitement**.

LES GARANTIES SMILERS® EXPERT



Des aligneurs français, de haute qualité

Nous sommes très fiers que notre usine ait obtenu la **certification ISO 13485**, prouvant ainsi la production qualitative de nos aligneurs transparents.



La garantie du Made In France*

Smilers®, c'est une **ETI familiale** aux **valeurs** fortes, mobilisée pour proposer à tous un sourire chic à la française. Nos aligneurs sur-mesure ont le label Origine France Garantie.



Éco-responsabilité

Nos aligneurs sont **sans bisphéno**l, leur emballage est **recyclable**, et nos brochures sont imprimées à l'**encre végétale**.



Limiter notre empreinte carbone

Nos aligneurs ne font pas le tour du monde avant de vous rejoindre : nous **produisons uniquement en France**.



Optez pour la parcellisation

Pour des cas complexes vous pouvez recevoir vos aligneurs **dix par dix**.

UNE GAMME DE CONTENTION COMPLÈTE

Smilers® FIX

Système sur-mesure discret & résistant



Gouttière de contention

1 mm d'épaisseur



Smilers® FIL, imprimé par Smilers LAB

Fil de contention digitalement élaboré en 2D



smilersLab
by axe ortho

Laboratoire
orthodontique
100% digital



LES FORMATIONS ORTHODONTIE BIOTECH DENTAL ACADEMY

Formation expert réservée aux orthodontistes

FORMATION JOURNÉE COMPLÈTE OU 1/2 JOURNÉE
Solution Smilers® Expert & Logiciel Smilers® Editor

Découvrez toutes nos formations et inscrivez-vous sur <https://academy.biotech-dental.com/>



NEMO STUDIO, PLATEFORME DIGITALE DE RÉFÉRENCE AU SERVICE DE L'ART DENTAIRE

NemoCast orthodontie digitale

Prévisibilité améliorée et contrôle du traitement grâce à l'analyse des modèles de **configuration virtuelle**.

Calcul précis de la séquence des mouvements : création d'un Setup du plan de traitement avec des aligneurs pour une simulation des mouvements des dents.


Possibilité de **collage indirect** pour un positionnement rapide, précis et planifié des brackets. Bibliothèque d'attaches toutes marques intégrée.



NemoFab orthognatie digitale

Outil complet permettant un diagnostic chirurgical et une planification du traitement.


Idéal pour réaliser la **correction du visage, des voies aériennes et de l'occlusion**.



NemoCeph céphalométrie digitale


NemoCeph, une solution complète :

- ✓ Enregistrements tomographiques (CBCT)
- ✓ Analyse ATM
- ✓ Gestion des données céphalométriques
- ✓ Intégration de la photo ou du résultat de NemoSmile Design.



NemoFabOrtho orthodontie digitale pour compléter votre diagnostic

- ✓ Analyse de l'ATM
- ✓ Analyse des voies respiratoires
- ✓ Tomographie. Evaluation diagnostique de l'apnée du sommeil
- ✓ Radiographies virtuelles : latérale, frontale et panoramique
- ✓ Analyses céphalométriques en 3D.



WOW® : UN SCANNER INTRA-ORAL IDÉAL POUR LES PETITES BOUCHES



La + petite caméra du marché



Envoyez vos fichiers aux couleurs réelles vers Smilers® Expert en quelques clics



Interface adaptée aux enfants



Mises à jour du logiciel gratuites



Fourni avec ordinateur MSI GS65 puissant et rapide

WOW®
passerelle directe
vers Smilers® Expert



3SHAPE TRIOS : LA RÉFÉRENCE DE LA CAMÉRA INTRA-ORALE ADULTE DEPUIS PLUS DE 10 ANS



Sans fil et / ou filaire



Avec ou sans licence à renouveler



Rachat de votre ancienne caméra : votre caméra garde de la valeur même 5 ans après



Le choix des orthodontistes & des orthésistes



3shape



TRIOS
passerelle directe
vers Smilers® Expert



ATP38® : ACCÉLÉREZ LE TRAITEMENT ORTHODONTIQUE AVEC LA PHOTOBIMODULATION

- ✓ Atténuez la douleur lors du traitement.
- ✓ Des études cliniques montrent que des séances de photobiostimulation peuvent permettre de **réduire le temps la durée d'un traitement orthodontique.**^{1,2}

COMMENT ?

La photobiomodulation ou Low Light Level Therapy (LLLT) est un mode de traitement athermique et non invasif qui repose sur l'utilisation de sept longueurs d'ondes différentes correspondant à un champ d'action bien précis.

Les photons pénètrent dans la peau et sont absorbés par les cellules. Cet apport d'énergie participe ainsi à la régénération cellulaire.

¹Al-Dboush, Ra'ed, Anahita Naseri Esfahani, et Tarek El-Bialy. « Impact of photobiomodulation and low-intensity pulsed ultrasound adjunctive interventions on orthodontic treatment duration during clear aligner therapy ». The Angle Orthodontist 91, n° 5 (septembre 2021): 619-25.
²Caccianiga, G., C. Crestale, M. Cozzani, A. Piras, S. Mutinelli, A. Lo Giudice, et G. Cordasco. « Low-Level Laser Therapy and Invisible Removal Aligners ». Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents 30, n° 2 Suppl 1 (juin 2016): 107-13.

LA CARTE DE FIDÉLITÉ SMILERS® EXPERT

Pour récompenser les praticiens les plus fidèles et encourager une pratique dentaire de haute qualité, Smilers® crée la carte de fidélité.

Cumulez des points Smileys en réalisant des empreintes numériques WOW®, 3Shape TRIOS; en vous formant avec Biotech Dental Academy...




Chaque Smiley cumulé correspond à une valeur nominale de 1€ TTC, utilisable auprès de toutes les marques du groupe Upperside.



* Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente. Visuels non contractuels. Toutes les marques sont sous la responsabilité de leurs fabricants respectifs. Les Smileys ne sont pas cumulables avec d'autres offres de fidélité sauf mentions spécifiques définies exclusivement par la Société. Ils ne se substituent en aucun cas aux offres tarifaires appliquées sur les forfaits.

Liste des marques sur lesquelles vous pouvez dépenser vos **Smileys** :




NOTRE HISTOIRE : **LE SUCCÈS À LA FRANÇAISE**

Fondée par Philippe Véran en 2013, **Smilers®** est une filiale du groupe français **Biotech Dental**.

Biotech Dental est rattaché à la holding familiale française **Upperside**, qui intervient dans de nombreux domaines : l'industrie, le sport, les loisirs, la santé et la cosmétique.



+ d'1 Million
d'aligneurs produits



smilers
EXPERT

Smilers Ortho
305, Allées de Craponne
13300 Salon-de-Provence
FRANCE

+33 (0)4 13 22 82 40

info@smilers-expert.com

www.smilers.com



smilers_aligners



@smilersaligners

ODFrance
ORTHODONTIE DIGITALE

Distributeur 3Shape TRIOS

Benoît CLARISSE

+33 (0)6 27 72 01 91

b.clarisse@odfrance.com



Le sourire chic à la française



Fabricant des aligneurs transparents sur-mesure Smilers® et Smilers® Fix : Biotech Dental Smilers. Dispositif médical sur-mesure de classe IIa, destiné à l'alignement dentaire ou immobiliser et stabiliser la position des dents après un traitement orthodontique. Fabricant de la suite NemoStudio : Software Nemotec, S.L. Outil de soutien au diagnostic et du plan de traitement pour la dentisterie et la chirurgie orale et maxillofaciale. Dispositif médical de classe Im. CE2797. Fabricant WOW® : Scan4all. Dispositif médical de classe I destiné à la dentisterie numérique. CE. Fabricant ATP38® : Swiss Bio Inov. Dispositif médical de classe IIa. CE0459. Technologie pour applications médicales : antalgique, anti-inflammatoire, cicatrisation. Doit être utilisé par des professionnels de santé qualifiés et formés. Des lunettes de protection doivent obligatoirement être portées par le praticien et le patient. Contre-indiqué aux patients porteurs d'un pacemaker, aux patients épileptiques, aux femmes enceintes et sur une population prépubère. Tous les dispositifs médicaux mentionnés sont réservés aux professionnels de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans les notices. Non remboursés par la Sécurité Sociale. Le scanner intra-oral 3Shape TRIOS est un dispositif médical de classe I en Europe pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé. Il n'est pas remboursé par les organismes d'assurance maladie. Il est certifié ISO 13485 par l'organisme BSI. Date de marquage CE : avril 2015 TRIOS 3 - décembre 2018 TRIOS 4. Fabricant : 3Shape TRIOS A/S. Lire attentivement le manuel d'utilisation. Distribué par OD France.

Smilers Ortho - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon-de-Provence - France. S.A.S au capital de 1 000 € - RCS Salon-de-Provence : 882559594 - SIRET : 88255959400016 - N° TVA : FR65882559594. Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - Miramas - France.